

**L'infermiera ha stampato il medico che si adatta all'uniforme delle pulizie dell'hotel**



**Descrizione:**

**UTILIZZO:**

- R. Le tute scrub possono essere utilizzate nell'industria pesante per proteggere il corpo dall'acqua e dalla polvere.
- B. Le tute scrub possono essere utilizzate in laboratorio o in chimica per contrastare il liquido chimico con il trattamento del materiale.
- C. Le tute Scrub possono essere utilizzate nella stanza delle pulizie, ad esempio il GMP.
- D. Le tute scrub possono essere utilizzate in ospedale.

**SERVIZIO DELL'OEM:**

- A. Può stampare la fascia per il nostro cliente sulla borsa PE
  - B. Può stampare la band per il nostro cliente sulla scatola di cartone
- Ampia selezione di stampe

Consegna veloce

**I nostri servizi**

Processo produttivo

1. confermare i tuffi o il design del laboratorio

2. campione di cucito
3. confermare con il cliente (se necessario modificare, modificare e riconfermare)
4. il cliente conferma, inizia la produzione di massa

**Specifiche:**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	
1) Tipo di alimentazione	Servizio dell'OEM
2) Materiale	100% cotone, cotonepandex, cotonepoliestere, 100% poliestere, ecc.
3) Colore	fornire campioni di colore per la scelta
4) Dimensione	personalizzare come richiesta del cliente
SUL CAMPIONE	
1) Tempo di campionamento	7-10 giorni
2) Costo del campione	\$ 50- \$ 60 per pezzo, il costo del campione verrà restituito con il pagamento completo dell'ordine.
3) Consegna del campione	da UPS, DHL, FEDEX, ci vogliono circa 3-4 giorni per arrivare.
MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'ORDINE	
1) Termini di pagamento	Deposito del 30%, il resto dovrebbe essere pagato prima della spedizione.
2) Tempi di consegna	50 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
3) Approccio alla consegna	Se non urgente, inviato via nave, ci vogliono circa 45 giorni per arrivare. Se urgente, DHL, UPS, FEDEX o TNT sarebbe la buona opzione, ci vogliono circa 3-5 giorni.
4) MOQ	500 pezzi per stile. Alla prima collaborazione, è gradita anche una minore quantità.
5) Qualità	realizzato come campione confermato e saremo pienamente responsabili della scarsa produzione.

**Ordine:**

- 1) Possiamo fare il campione secondo il vostro disegno di progetto.
- 2) Possiamo progettare in base al tuo campione, quindi rifare il campione.
- 3) Effettuare la produzione di massa dopo aver confermato il campione.